







Table de comparaison

						
	E1	E5	E100	E150	E600	E12
Type	Pédales	Pédales	Pédales	Pédales	Pédales	Orientable
Application principale	Effort	Effort, Rehabilitation	Effort	Effort Pédiatrique	Rehabilitation, Obésité	Echocardio Effort
Intégration avec les systèmes COSMED d'Effort	●	●	●	●	●	●
Performance						
Plage de puissance (Watt)	6-450	6-999	6-999	6-999	6-999	20-999
Incrément (Watt)	1	1	1	1	1	1
Indépendant de la vitesse	●	●	●	●	●	●
Plage de vitesse (RPM)	30-130	30-130	30-130	30-130	30-130	30-130
Précision	3% ± 3 W	3% ± 3 W	3% ± 3 W	3% ± 3 W	3% ± 3 W	3% ± 3 W
Poids maximal du patient (kg)	160	160 (opt: 200 kg)	160	60 (pédiatrique)	300	200
Matériel						
Frein électromagnétique	●	●	●	●	●	●
Doble frein avec courroies d'entraînement spéciales	●	●				●
Dimensions (cm)	100x44x128	105x53x127	90x53x127	90x53x127	165x75x108	220x90x180
Poids (kg)	55	66	64	61	86	240
Télécommande	●	●	●	●	●	●
Mode autonome	●	○ (version P)	●	●	●	○ (version P)
Protocoles d'entraînement		○ (version T)	○ (version K)	○ (version K)	○ (version K)	○ (version K)
Interface numérique USB / RS-232	●	●	●	●	●	●
Bluetooth / Wi-Fi	○	○	○	○	○	○
Écran tactile couleur		○ (version T)				○ (version T)
Alimentation	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz
Réglage du guidon	Inclin. 360°	Inclin. 360° Electrique (opt)	Inclin. 360°	Inclin. 360° Hauteur 90-126		Incline & Tilt (0-45°)
Réglage de la hauteur de selle	Manuel	Manuel - Electrique (opt)	Manuel	Manuel	Manuel (horizontal)	Electrique
Fonctions en option						
Kit cardio (récepteur FC et/ou ceinture thoracique)		○ (version K/T)	○ (version K/T)	○ (version K/T)	○ (version K/T)	
Oxymètre de pouls intégré		○ (version P/T)	○ (version K)	○ (version K)	○ (version K)	○ (version P/T)
Mesure automatique de la pression artérielle		○	○	○	○	○
Amplificateur ECG (système de rééducation ERS)					○	
Port de communication du système de rééducation ERS	●	●	●	●	●	
Selle de course	○	○	○			
Fixation fauteuil roulant						
Pédales à Chaussures réglables					○	
Lecteur de carte à puce		●	●	●	●	
Protocoles						
Réglage manuel de la charge	●	○	●	●	●	○
Protocoles d'exercices pré-enregistrés	5	○ (version P/T)	5	5	5	5
Protocoles personnalisés	10	○ (version P/T)	10	10	10	10

● Standard ○ Option