



PEDANA DI FORZA FP8 - 2003

Caratteristiche	FP8 è una piattaforma di forza portatile di forma rettangolare progettata per il test del salto. Il prodotto include la HUR Force Platform Software Suite, che dispone di protocolli di prova per i più comuni test di salto: squat, contatori di movimento e drop jump.
Peso	15.5 KG - 34.3 lbs
Altezza	60 mm
Lunghezza	610 mm
Larghezza	810 mm

HUR FORCE PLATFORM SOFTWARE

Caratteristiche	Il software HUR Force Platform è un pacchetto completo per tutte le esigenze di valutazione del salto. È dotato di protocolli preimpostati per squat, contro movimento e atterraggio nonché di un modulo generale per acquisizione dati per l'analisi di equilibrio e forza di reazione.
Tools	Gli strumenti di reporting forniscono un chiaro e comprensibile feedback visuale della performance, con oltre 20 parametri tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - Altezza del salto - Velocità di stacco - Massima potenza - Impulso massimo - Massima forza - Forza/Kg di peso corporeo